



Medizinisches und technisches Material

Autorinnen: Jaqueline Morgenstern (Fachexpertin für Infektionsprävention), Clizia Iseppi (Vorstandsmitglied Familystart Zürich (FsZ)), Rebekka Erdin (Vorstandsmitglied FsZ)

Fachliche Beirätinnen: Barbara Blatter (Pflegeexpertin Kantonspital Winterthur), Anne Steiner (Verantwortliche für Qualität und Innovation des Schweizerischen Hebammenverbandes (SHV)), Carolina Iglesias (Präsidentin FsZ)

1. Allgemeine Regeln im Umgang mit Material	1
2. Medizinisches und technisches Mehrwegmaterial	2
3. Einwegmaterialliste	4

1. Allgemeine Regeln im Umgang mit Material


- Wenn immer möglich Einwegmaterial verwenden. Dieses wird im Hausmüll der Familie entsorgt sofern nicht scharfes oder spitzes Material, das zu Verletzungen führen kann
- Wäsche bei 60 Grad, wenn nicht anders möglich bei mind. 30 Grad mit Pulverwaschmittel waschen. Wegen der Bleicheigenschaft entfernt Pulverwaschmittel Keime besser als Flüssigwaschmittel, kein Kurzprogramm, kein Wassersparprogramm, Waschmaschine nicht überladen
- Bevor man etwas aus der Tasche nimmt, Händedesinfektion
- Alle medizinischen und technischen Geräte wischdesinfizieren, bevor sie wieder in die Hebammentasche zurückgelegt werden
- Vom Verband angewandter Hygiene (VAH) zugelassenen Wipes sind für die Wischdesinfektion ideal. Produkte mit wenig oder keinem Alkohol, in der Regel mit Zusatzbezeichnung sensitiv oder universal, sind geeignet für die meisten Materialien inkl. techn. Geräte (s. Hygieneempfehlungen, Kap. 6)
- Händedesinfektion nach dem Desinfizieren und Zurücklegen der desinfizierten Mehrwegmaterialien in die Hebammentasche
- Raumaufteilung in weisse (saubere) und schwarze (schmutzige) Zonen
Weiss: Hebammentasche innen, saubere Ablage
Schwarz: Hebammentasche aussen, Umgebung der Frau/ Familie
- Hebammentasche Aussenseite am Ende des Arbeitstages desinfizieren



2. Medizinisches und technisches Mehrwegmaterial

Was		Wann	Womit	Wie / Bemerkung
Babywaage		Nach Gebrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Flächendesinfektionsmittel 	<ul style="list-style-type: none"> • Wischdesinfektion, lufttrocknen lassen
Bilimeter/ Bilicheck		Nach Gebrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Flächendesinfektionsmittel 	<ul style="list-style-type: none"> • Wischdesinfektion, lufttrocknen lassen
Blutdruckapparat		Nach Gebrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Flächendesinfektionsmittel 	<ul style="list-style-type: none"> • Wischdesinfektion, lufttrocknen lassen
Computer / Laptop Telefon		Nach Gebrauch bei der Familie	<ul style="list-style-type: none"> • Flächendesinfektionsmittel 	<ul style="list-style-type: none"> • Wischdesinfektion, lufttrocknen lassen
Fieberthermometer		Nach Gebrauch, auch wenn eine Schutzhülle benutzt wurde	<ul style="list-style-type: none"> • Flächendesinfektionsmittel 	<ul style="list-style-type: none"> • Wischdesinfektion, lufttrocknen lassen

Handschuhe unsteril		Vorgang umfüllen	<ul style="list-style-type: none"> • Box mit Deckel 	<ul style="list-style-type: none"> • Vor dem Auffüllen der Box ist diese jedes Mal zu desinfizieren • Händedesinfektion vor dem Umfüllen • Kann auch in der Geschirrspülmaschine aufbereitet werden
Kamm, Bürste, Zentimeterband, Pflegeutensilien etc.		<ul style="list-style-type: none"> • Nach Gebrauch • Nur wenn die Gegenstände nicht dem Kind gehören 	<ul style="list-style-type: none"> • Flächendesinfektionsmittel 	<ul style="list-style-type: none"> • Wischdesinfektion, lufttrocknen lassen
Stethoskop		Nach Gebrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Flächendesinfektionsmittel 	<ul style="list-style-type: none"> • Wischdesinfektion, lufttrocknen lassen
Unterlage		<ul style="list-style-type: none"> • Einweg-Moltex das bei der Familie bleibt • Badetuch von der Familie 	<ul style="list-style-type: none"> • Wegwerfen bei Verschmutzung • Wechseln bei Verschmutzung 	<ul style="list-style-type: none"> • Im Hausmüll entsorgen • Familie wäscht dies bei sichtbarer Verschmutzung selber während Betreuungszeit
Venenstauschlauch		Nach Gebrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Flächendesinfektionsmittel 	<ul style="list-style-type: none"> • Wischdesinfektion, lufttrocknen lassen
Wiegetuch		Persönliches Tuch der Hebamme	<ul style="list-style-type: none"> • Waschen nach jedem Familienwechsel 	<ul style="list-style-type: none"> • Familie wäscht dies bei sichtbarer Verschmutzung während Betreuungszeit selber • Schlusswäsche durch die Hebamme nach Standard

		Einwegtuch (wird den Familien abgegeben und bleibt bei der Familie)	<ul style="list-style-type: none"> keine Massnahmen 	<ul style="list-style-type: none"> Neue Funktion nach dem Wochenbett oder im Hausmüll entsorgen
		Mehrweg-Wiegetuch	<ul style="list-style-type: none"> beschichtetes Tuch, Wachstuch 	<ul style="list-style-type: none"> Wischdesinfektion, lufttrocknen lassen

3. Einwegmaterialliste

Der SHV pflegt und unterhält in seinem Intranet eine Materialliste für die Einwegmaterialien gemäss Materialpauschalen mit Bezugsquellen. Im September 2024 konnte diese im Intranet wie folgt gefunden werden.

www.hebamme.ch -> Intranet -> Hebammenwiki ->Suchmaske ->'Materialliste' eingeben-> Materialpauschalen

Es kann gemäss SHV sein, dass die Materialliste in Zukunft innerhalb des Intranets verschoben wird.

1. Version erstellt am 16.10.2021	Freigegeben am: 21.10.2024	Gültig bis am: 1.12.2027
2. Version überprüft am 18.9.2024	Durch: Jacqueline Morgenstern	

© 2024 Familystart Zürich und Schweizerischer Hebammenverband (SHV). Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte sind vorbehalten. Dieses Dokument ist nur für den internen Gebrauch bestimmt. Für alle Verwendungen, insbesondere Sendung, Bearbeitung und Vervielfältigung bedarf es einer speziellen schriftlichen Bewilligung von Familystart Zürich sowie des SHV, soweit kein Vertrag besteht. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich verfolgt.